




Misuratore di glucosio e colesterolo

Misuratore digitale di glucosio, trigliceridi e colesterolo



Codice Prodotto	LC_CC_BG01
Accuratezza	+/-20% al livello del Glucosio 75mg/dL(4.17mmol/L) +/-20% al livello totale del Colesterolo 150mg/dL(3.88mmol/L)
Metodo Rilevazione	Biosensore Elettrochimico
Calibrazione	Plasma Equivalente
Test Campione	Sangue interamente capillare
Tempo di Misurazione	Semi-conduttore
Alimentazione Elettrica	2x AAA batterie
Spegnimento Automatico	3 minuti dopo l'ultima operazione
Condizioni di conservazione delle strisce	10-30°C (50-86°F)
Temperatura di Funzionamento	10-40°C (50-104°F)
Umidità Relativa di Funzionamento	Meno del 95%
Memoria	360 per il Glucosio, 50 per il Colesterolo
Alimentazione	Elettrica a batteria
Tipologia Batteria	3V (CR2032) batteria al litio
Vita della Batteria	Approssimativamente 1000 tests
Dimensioni	82 x 54 x 21.5mm (LxWxH)
Peso	Circa 45 g (batteria inclusa)
Intervallo di Misurazione	Glucosio 20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L) Colesterolo 100-400mg/dL(2.59-10.35mmol/L)
Volume del Campione	Glucosio circa 1-1.5 µL Colesterolo circa 10 µL
Gamma dell' Ematocrito	30-55% (Glucosio) 35-50% (Colesterolo)
Contenuto Confezione	Dispositivo, Penna Pungi-dito, Strisce di Misurazione (10 pz), Ago Pungi-dito (10 pz), Calibratore, Astuccio, Manuale istruzioni, Set batterie

