



Termometro corporeo digitale senza contatto

Misuratore temperatura corporea senza contatto



Codice Prodotto	LC_CC_TC01
Tipologia Misurazione	Infrarossi
Modalità Misurazione	Superficie/corpo temperatura
Distanza Misurazione	1-5 cm
Accuratezza	32-42.2°C 16-35°C +/-0.3°C
Indicatore Funzioni	Display LCD
Limite Bassa Pressione	<2V+/-0.1
Spegnimento Automatico	1 minuto dopo l'ultima operazione
Risoluzione Display	0.1°C
Unità di Misura	°C, °F
Conservazione della Temperatura	-20°C/+55°C
Memoria	50 Gruppi di memoria
Batteria	2 x AA
Dimensioni	159 x 87.5 x 45.5mm (LxWxH)
Peso	Circa 98g (batterie escluse)
Contenuto Confezione	Dispositivo, Manuale istruzioni, Set batterie

