



Bilancia impedenziometrica digitale

Bilancia pesapersona elettronica che rileva la composizione corporea (massa grassa, massa magra e percentuale di acqua



| | |
|-----------------------------|---|
| Codice Prodotto | LC_CC_SC01 |
| Modalità Misurazione | BMI, massa grassa, ossa, massa muscolare, acqua |
| Capacità | 2kg - 150kg / 330lb |
| Unità di Misura | Kg Lb St |
| Indicatore Funzioni | Display LCD |
| Dimensioni Display | 83 x 43 mm |
| Memoria | Memorizza valori di 10 persone al giorno |
| Batteria | 4 batterie di x 1.5V AAA |
| Dimensioni | 320 mm circa |
| Contenuto Confezione | Dispositivo, Manuale istruzioni, Set batterie |

