


Misuratore di pressione digitale da braccio

Misurapressione digitale automatico.



Codice Prodotto	LC_CC_BP01
Metodo Misurazione	Oscillometrico
Range Misurazione	Pressione: 20-280 mmHg Pulsazioni: 40-195 beats/min
Accuratezza	Pressione: +/- 3 mmHg Pulsazioni: +/- 5%
Azionamento Bracciale	Pompa Pneumatica
Rilevatore Pressione	Semi-conduttore
Alimentazione Elettrica	4x AA batterie o adattatore AC/DC
Spegnimento Automatico	3 minuti dopo l'ultima operazione
Condizioni di Stoccaggio	-20°C a 60°C, 10% a 95% RH
Condizioni di Funzionamento	10°C a 40°C, 30% a 85% RH
Dimensioni	12 x 14 x 7 cm (LxWxH)
Peso Netto	370 g (batterie escluse)
Dimensioni Bracciale	Circonferenza braccio 22-34 cm (per le taglie speciali ordinare separatamente)
Contenuto Confezione	Dispositivo, Manuale istruzioni, Set batterie

