


# Misuratore di pressione digitale da polso

Misurapressione digitale automatico.



<b>Codice Prodotto</b>	LC_CC_BP02
<b>Metodo Misurazione</b>	Oscillometrico
<b>Range Misurazione</b>	Pressione: 20-280 mmHg Pulsazioni: 40-195 beats/min
<b>Accuratezza</b>	Pressione: +/- 3 mmHg Pulsazioni: +/- 5%
<b>Azionamento Bracciale</b>	Pompa Pneumatica
<b>Rilevatore Pressione</b>	Semi-conduttore
<b>Alimentazione Elettrica</b>	2x AAA batterie
<b>Spegnimento Automatico</b>	3 minuti dopo l'ultima operazione
<b>Condizioni di Stoccaggio</b>	-20°C a 60°C, 10% a 95% RH
<b>Condizioni di Funzionamento</b>	10°C a 40°C, 30% a 85% RH
<b>Dimensioni</b>	80 x 85 x 60 mm (LxWxH)
<b>Peso Netto</b>	140 g (batterie escluse)
<b>Dimensioni Bracciale</b>	Circonferenza polso 135-220 mm
<b>Contenuto Confezione</b>	Dispositivo, Manuale istruzioni, Set batterie

