



Pulsiossimetro digitale

Pulsoximetro da dito per il monitoraggio della saturazione del sangue, frequenza cardiaca e indice di perfusione.



Codice Prodotto	LC_CC_OX01
-----------------	------------

CONDIZIONI DI LAVORO

Temperatura di lavoro	5°C a 40°C (41°F a 104°F)
Umidità relativa	15% a 80%, non condensata
Pressione Atmosferica	70 kPa a 106 kPa

VALORI DI DEFAULT E CONDIZIONI DI ALERT

Saturazione Ossigeno	Limite superiore: 100 Limite inferiore:94
Pulsazioni	Limite superiore: 130 Limite inferiore:50

PARAMETRI TECNICI

Display	SAT OX	35% a 100%
	PULS	25 bpm a 250 bpm
Risoluzione	SAT OX	1%
	PULS	1 bpm
Precisione Misurazione	SAT OX	+/-2% (70% a 100%)
	PULS	Nessun requisito ($\leq 69\%$)
Dimensioni	SAT OX	°C, °F
	PULS	-20°C/+55°C
Pi	basso PI	Min.0.2%
Contenuto Confezione	Dispositivo, Manuale istruzioni, Set batterie	

