



Termometro auricolare

Misuratore temperatura corporea da fronte e orecchie



Codice Prodotto	LC_CC_TC02
Tipologia Misurazione	Infrarossi
Modalità Misurazione	Superficie/corpo temperatura
Accuratezza	32-42.2°C 16-35°C +/-0.3°C
Indicatore Funzioni	Display LCD
Spegnimento Automatico	1 minuto dopo l'ultima operazione
Risoluzione Display	0.1°C
Unità di Misura	°C, °F
Conservazione della Temperatura	-20°C/+55°C
Memoria	50 Gruppi di memoria
Batteria	2 x AA
Dimensioni	159 x 87.5 x 45.5mm (LxWxH)
Peso	Circa 98g (batterie escluse)
Contenuto Confezione	Dispositivo, Manuale istruzioni, Set batterie



LC_CC_TC02_IT_REV01